

trident



RIX-70 DC

Unidad intraoral de Rayos X

Transformador Automático de Voltaje

que le permite trabajar en un rango de 100 a 240 V.

Generador DC

Estabiliza la radiación eliminando los rayos que no producen imágenes pero que pueden ser perjudiciales para el paciente.

0.4 mm Punto Focal

Selector de Voltaje del tubo

RiX-70 DC opera con 3 voltajes: 60, 65 o 70 kV.

Ajuste automático del tiempo de exposición

entre 001 y 2.0 s.

Temporizador remoto opcional



RiX-70 DC

Unidad intraoral de Rayos X

Para obtener mejores resultados

Seleccione los parámetros de exposición de acuerdo con la morfología del paciente, el tipo de diente y el receptor de imagen.

Adapte la dosis de radiación a las necesidades específicas de cada examen.

Modifique el tiempo de exposición dependiendo del receptor de imagen utilizado.

Qué significa DC?

Significa resultados sorprendentes con todas las ventajas de la tecnología electrónica más avanzada: en lugar de usar corriente alterna, RiX-70 DC aplica un potencial casi constante al tubo.

Este potencial constante suministra al tubo corriente continua, lo que da como resultado un flujo de radiación constante que mantiene los valores de kV predeterminados incluso con fuertes fluctuaciones de la red.

Instalación rápida y fácil

El nuevo sistema de montaje diseñado por Trident hace posible que un solo técnico instale la unidad.

Este sistema reduce tiempo y esfuerzo. La unidad diseñada para ser enviada en cuatro partes principales (temporizador, brazo de extensión, brazo de tijera y generador) se instala fácilmente usando los conectores estratégicamente localizados en el brazo.

Colimador Rectangular de 35 x 43 mm Opcional

Teclado adicional cerca de la cabeza del tubo.



Disponible en versión
móvil y versión de
instalar a pared

Brazo de soporte en dos
longitudes: 60 y 80 cm

Compatible con todo tipo de
receptor de imagen

RiX-70 DC trabaja perfectamente
con el sensor intraoral, las placas de
fósforo o las películas tradicionales.



Detrás de cada gran
producto hay una
gran marca

trident

Trident S.r.l.
Via Artigiani 4
Castenedolo, 25014 BS
Italy
Tel 39 030 2732485
trident-dental.com