


trident



SOLE

Autoclave Clase B
17 y 22 litros



trident



CLASIFICACION

Equipo Médico Clase IIb
Autoclave Clase B
conforme a los estándares
y requerimientos EN13060



DIMENSIONES

46 X 59 X h45 cm



PESO

60 Kg



ALMACENAR LA INFORMACION

Puerto compatible con conexión USB 2.0
que permite conectarse y extraer la
información de los ciclos de esterilización
en un archivo de extensión .txt



CAPACIDAD DE LA CAMARA

17 & 22 litros



CONSUMO DE AGUA

0.5 litros/ciclo



CICLOS DE ESTERILIZACION

3 ciclos estándar
2 ciclos rápidos
2 ciclos programables




Sistema automático de apertura de la puerta
Sistema de carga y descarga frontal del agua
Botón de encendido con luz de control.

La cámara de acero inoxidable es un bloque
único, sin costuras soldadas que causen oxidación,
fugas o grietas donde los microorganismos
pueden acumularse.

Autoclave Clase B

SOLE

17 & 22 litros



Con una extracción de aire del 98%, Sole crea la atmósfera perfecta para generar vapor saturado seco totalmente libre de agua garantizando una esterilización profunda y segura.

Porque la esterilización no es una opción

Detrás de cada gran
producto hay una
gran marca

trident