

RiX-70

Unidad de Rayos X


Es la perfecta unión de tradición y tecnología. Creada para garantizar una larga durabilidad con excelentes resultados.

- 0.7mm mancha focal
- Temporizador de copia de seguridad
- Ajuste de dosis baja
- Alta capacidad calorífica
- Tiempo de exposición de 60 ms a 2,0 s.
- Brazo extensible disponible en 60 y 80 cm de longitud



Resultados increíbles con todo tipo de receptor de imagen

RiX-70 AC es la opción ideal para combinar con I-View sensor CMOS intraoral o con Reader, el escáner de placas de fósforo de Trident.



RiX-70

Unidad de Rayos X

Disponible en dos versiones, móvil y de pared.

Estos dos modelos ofrecen las mismas características técnicas y funcionales, adaptándose fácilmente a las condiciones de espacio y flujo de trabajo de su clínica dental.



Fácil elección de los parámetros de exposición; dos tipos de paciente, tres tipos de diente.



Ajuste automático o manual de los parámetros de exposición.




Interruptor manual con cable en espiral de 3 m.

Diseño liviano y compacto, con movimientos suaves del brazo para un perfecto posicionamiento.



Voltaje	70KV±10%
Corriente Anódica	7mA±15%
Ciclo de trabajo	1/60
Filtración Total	≥2.1mmAl
Enfriamiento	As per convection
Mancha focal	0.7 mm
Distancia de enfoque a la piel	22cm (8 5/8 inch)
Capa hemirreductora	70KV, alrededor de 1.6mmAl



www.trident-dental.com